

# MIX+ ANTI BACTERIAL



Master è lieta di omaggiarvi dell'espositore porta gel igienizzante della linea **MIX AntiBacterial**.

Il supporto pubblicitario illustra alcune caratteristiche della nuova serie civile MIX AntiBacterial, e può essere utilizzato come porta-dispenser per il gel igienizzante che viene fornito a corredo.

## Installazione

Una volta chiuso parallelepipedo principale e infilato il coperchio, inserire il porta-dispenser nel crowner (1), per poi infilare il tutto sul coperchio del totem (2) e appoggiare il dispenser nell'apposito alloggiamento (3).

## Posizionamento

Si consiglia il posizionamento dell'espositore negli spazi a disposizione della clientela, per favorirne l'utilizzo da parte dell'utenza.

## Avvertenze

Il presente espositore è uno strumento pubblicitario e non è da considerarsi un dispositivo medico o di sicurezza. Per le proprietà igienizzanti del prodotto sopra collocato, fare riferimento ai rispettivi produttori. Master raccomanda la pulizia periodica dell'espositore con appositi prodotti in particolare nelle superfici oggetto di contatto.